

Trucs et astuces pour entomologiste

Préparation des petits Coléoptères à la « Patafix »

Jean-Louis TACHET
73 rue de Voie - 27430 Muids
jeanlouis.tachet@yahoo.fr

Il est toujours agréable d'avoir des spécimens bien préparés quel que soit leur taille. Je vous propose une astuce pour préparer les petits Coléoptères.





Dacne rufifron

Prendre un petit carton, fixer dessus une petite boule de « Patafix » que l'on aplatit avec le doigt. Creuser dans la « Patafix » une petite dépression de taille et de profondeur appropriée et y placer l'insecte sur dos. Relever légèrement les bords de la dépression, puis avec une minutie emmanchée ou un fin pinceau, étaler les appendices et les poser sans trop de pression sur la « Patafix ». Si besoin est, caler

avec des minuties comme les plus gros insectes. Laisser sécher pas trop longtemps pour conserver un peu de souplesse.

Pour le démontage, repousser la « Patafix » avec une aiguille montée pour bien dégager les appendices, jusqu'à ce que l'insecte repose sur le disque des élytres, il ne reste plus qu'à le soulever et le retourner délicatement pour le coller sur sa paillette



Dépression dans la Patafix Insectes sur le dos et ses minuties